

リアルタイムPCR用 シンプル&クイックステップ細胞溶解試薬 RealTime ready Cell Lysis Kit



図1: 培養細胞から2ステップリアルタイムPCRで発現定量解析結果を得るまでの時間の比較

RNA精製不要な細胞溶解
わずか**5分&360円/回!**




図2: スピンカラム法による定量PCRの結果との高い相関
19種類のリファレンス遺伝子について2種類のワークフローでのリアルタイムPCRの結果(Cp値)を比較。
(サンプル:30,000個のHela細胞)




図3: 遺伝子発現解析時の優れた直線性
7種類のターゲット遺伝子の、4桁の細胞使用量における直線性。
(サンプル:30~30,000個のMCF-7細胞)

製品名	製品番号	包装単位	希望販売価格 (税抜)
RealTime ready Cell Lysis Kit	6 366 821	50回反応	¥30,000
	5 943 523	500回反応	¥180,000

ハイスピード逆転写酵素ミックス Transcriptor Universal cDNA Master

逆転写反応、たった**10分**を実現!




図4: 逆転写反応時間の比較

製品名	製品番号	包装単位	希望販売価格 (税抜)
Transcriptor Universal cDNA Master	5 893 151	100回反応	¥65,000




図5: リアルタイムPCRにおけるCp値の他社比較データ

本製品は研究用試薬です。診断目的に利用することはできません。: For life science research use only. Not for use in diagnostic procedures.

Roche ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社
AS事業部 (研究用試薬・機器)

〒105-0014 東京都港区芝2丁目6番1号
TEL.03-5443-5287 FAX.03-5443-7098
E-Mail: tokyo.as-support@roche.com
URL: http://www.roche-biochem.jp

REALTIME READY is trademark of Roche.
Other brands or product names are trademarks of their respective holders.
掲載されている社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

1106C300-1